


Anti-Srebf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q12772

Artikelnummer: CM0020421



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches SREBF2 (SREBP-2), einen Master-Transkriptionsfaktor der Cholesterinbiosynthese, gerichtet ist. Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Für Studien zum Lipidstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SREBF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6721
Gen-ID	6721
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 401-500 von menschlichem SREBF2 (NP_004590.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q12772
Proteingewicht	124kDa
Versand	Eisbeutel