


Anti-Srebp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q12772

Artikelnummer: CM0015831



Einführung

SREBP2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen das humane Sterol-Regulator-Element-bindende Protein 2 (Q12772) gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug zur Untersuchung der Cholesterinbiosynthese und Stoffwechselwege von Lipiden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SREBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SREBP2; bHLHd2; SREBP-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6721
GenID	6721
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 155-310 von humanem SREBF2 (NP_004590.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12772
Proteingewicht	124kDa
Versand	Eisbeutel