

Anti-Srf (Mcm1) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P11831

Artikelnummer: CM0021559



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes SRF (Serum Response Factor), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Forschung in der Transkriptions- und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRF Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	MCM1; SRF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6722
GenID	6722
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von humanem SRF (NP_003122.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P11831
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eisbeutel