

Anti-Srf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11831

Artikelnummer: CM0026216



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SRF, validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Transkriptionsregulations- und Herzentwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCM1; SRF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	6722
Gen-ID	6722
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 321-420 von humanem SRF entspricht (NP_003122.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P11831
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eistüte