

Anti-Srfbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nef9

Artikelnummer: CM0027341

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SRFBP1, validiert für Western Blot (WB) und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für die Untersuchung der kardialen Gentranskription und SLC2A4-Verarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRFBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P49; Rlb1; BUD22; STRAP; p49/STRAP; SRFBP1
Spezies	Human
Gen-ID	153443
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem SRFBP1 (NP_689759.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8NEF9
Proteingewicht	49kDa
Versand	Kühltasche