

## Anti-Srgn Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10124

Artikelnummer: CM0013596

### Einführung

Hochwertiger, kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes SRGN, validiert für WB und ELISA. Erkennt sowohl humanes als auch murines Serglycin. Geeignet für die Forschung zu sekretorischen Granula, Immunzellfunktion und Hemmung der Knochenmineralisierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SRGN Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | PPG; PRG; PRG1; SRGN                                                                                                      |
| Spezies           | Human                                                                                                                     |
| GeneID            | 5552                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 28-158 des humanen SRGN (NP_002718.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                               |
| SWISS             | P10124                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 18kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                 |