

Anti-Sri Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P30626

Artikelnummer: CM0030718



Einführung

KO-validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SRI (Sorcin), ein kardiales Kalzium-bindendes Protein. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erregungs-Kontraktions-Kopplungs-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] SRI Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SCN; V19; CP22; CP-22; RI
Spezies	Human
GenelD (human)	6717
GenelD	6717
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-198 von humanem SRI (NP_003121.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30626
Protein-Gewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel