


## Anti-Srm Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19623

Artikelnummer: CM0029797



### Einführung

SRM Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen Spermidin-Synthase, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Polyamin-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SRM Rabbit pAb                                                                                                          |
| Anmerkungen/Alias | PAPT; SPS1; SPDSY; SRML1; SRM                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                  |
| GeneID (Mensch)   | 6723                                                                                                                    |
| GeneID            | 6723                                                                                                                    |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-302 der menschlichen SRM (NP_003123.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                     |
| SWISS             | P19623                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 34 kDa                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                               |