


Polyklonaler Anti-Srp14-Antikörper Für Wb, Elisa - P37108

Artikelnummer: CM0015595



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SRP14, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-SRP14, eine 15-kDa-Komponente des Signal Recognition Particle. Ideal zur Untersuchung der Proteintranslokation in das ER.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRP14-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ALURBP; SRP14
Art	Mensch
GeneID	6727
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, entsprechend den Aminosäuren 1-136 des humanen SRP14 (NP_003125.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37108
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku