

Anti-Srp54 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P61011

Artikelnummer: CM0025039



Einführung

Hochwertiger, kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes SRP54, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Erforschung der SRP-vermittelten Proteintranslokation und ER-Zielsteuerung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRP54 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCN8; SRP54
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	6729
Gen-ID	6729
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 196-455 von humanem SRP54 (NP_001139754.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P61011
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eistasche