


Anti-Srp54 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61011

Artikelnummer: CM0006951



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes SRP54 (P61011), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. SRP54 ist eine Untereinheit des Signalerkennungspartikels, die an der kotranslationalen Proteinzielsteuerung zum ER beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRP54 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SCN8; SRP54
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6729
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-504 von humanem SRP54 (P61011) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P61011
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel