

Anti-Srp72 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 076094

Artikelnummer: CM0017139



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SRP72, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der SRP-vermittelten Proteinzielrichtung zum ER.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRP72 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6731
Gen-ID	6731
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 440-544 von humanem SRP72 (NP_008878.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	076094
Proteinmasse	75kDa
Versand	Eisbeutel