


Anti-Srp72 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O76094

Artikelnummer: CM0012720



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes SRP72 (O76094). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung des SRP-Komplexes und der ER-Targeting.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] SRP72 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BMFF; BMFS1; HEL103; SRP72
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6731
GenID	6731
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 440-544 von humanem SRP72 (NP_008878.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O76094
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel