


Anti-Srp9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49458

Artikelnummer: CM0030997



Einführung

Anti-SRP9 Kaninchen-polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches und murines SRP9, eine Komponente des Signalerkennungspartikels, die die ER-Zielsteuerung vermittelt. Rekombinantes Immunogen (AS 1-86).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRP9 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	ALURBP; SRP9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6726
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-86 des menschlichen SRP9 (NP_003124.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49458
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel