

Anti-SrpK1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Sb4

Artikelnummer: CM0010514



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Anti-SRPK1-Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-SRPK1 (UniProt Q96SB4). Ideal für die Spleiß- und Zellzyklusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRPK1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	SFRSK1
Spezies	Human
Gen-ID	6732
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 291-390 des humanen SRPK1 (NP_003128.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96SB4
Proteingewicht	74kDa/72kDa/92kDa
Versand	Eisbeutel