

Anti-SrpK1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Sb4

Artikelnummer: CM0025583



Einführung

SRPK1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper (UniProt Q96SB4), validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von SR-Protein-Phosphorylierung, Spleißregulation und Zellzyklusfortschritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRPK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SFRSK1; SRPK1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6732
GeneID	6732
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 290-480 von humanem SRPK1 entspricht (NP_003128.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96SB4
Protein-Gewicht	74kDa
Versand	Eistasche