


Anti-SrpK2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P78362

Artikelnummer: CM0021376



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SRPK2 (SRSF-Proteinkinase 2). Validiert für Western Blot und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. SRPK2 reguliert mRNA-Spleißen, Apoptose und virale Replikation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRPK2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SFRSK2; SRPK2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6733
GeneID	6733
Immunogen	Rekombinantes Protein passend zu einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 420-520 von humanem SRPK2 (NP_872633.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78362
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel