

Anti-Srpr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08240

Artikelnummer: CM0027180



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SRPR (SRP-Rezeptor Alpha-Untereinheit) für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit human; Immunogen umfasst die N-terminale Region. Für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRPR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DP; SRPR; Sralpha
Spezies	Human
GeneID (Human)	6734
GeneID	6734
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08240
Protein-Gewicht	70kDa
Versand	Kühlakkus