

Anti-Srprb-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5M8

Artikelnummer: CM0015875



Einführung

SRPRB-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die Beta-Untereinheit des Signalerkennungspartikel-Rezeptors für Studien zur Protein-Zielsteuerung ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRPRB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	APMCF1; SR-beta; SRPRB
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	58477
Gen-ID	58477
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 57-271 des humanen SRPRB (NP_067026.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5M8
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku