

## Anti-Srpx Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78539

Artikelnummer: CM0014832

### Einführung

Humaner polyklonaler SRPX-Kaninchenantikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal zur Untersuchung von Phagozytose, Zelladhäsion und der Abstoßung retinaler Disks.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SRPX Kaninchen-pAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | DRS; ETX1; SRPX1; HEL-S-83p; SRPX                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                |
| GeneID            | 8406                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 40-320 des humanen SRPX (NP_006298.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                          |
| SWISS             | P78539                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 52 kDa                                                                                                                |
| Versand           | Kühlpack                                                                                                              |