


Anti-Srrm1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iyb3

Artikelnummer: CM0029939



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches SRRM1 (SRm160), geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zu RNA-Spleißen und Spleißosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRRM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	160-KD; POP101; SRM160; SRRM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10250
GenID	10250
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-160 von menschlichem SRRM1 (NP_005830.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonalen Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8IYB3
Proteinmasse	102 kDa
Versand	Eisbeutel