

Anti-Srrt Kaninchen-Polyclonalkörper Für Ihc-P, Elisa - Q9Bxp5

Artikelnummer: CM0028749



Einführung

Hochwertiger SRRT/ARS2 Kaninchen-Polyclonalkörper für IHC-P und ELISA. Erkennt das menschliche, murine und Ratten-SRRT-Protein (101 kDa, Q9BXP5). Unentbehrliches Werkzeug für die Untersuchung der miRNA-Verarbeitung, Zellzyklusprogression und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRRT Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ARS2, ASR2, Serrate, SRRT
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51593
GeneID	51593
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 623-872 des menschlichen SRRT (NP_001122325.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXP5
Proteingewicht	101kDa
Versand	Eisbeutel