


Anti-Srsf1/Sf2/Asf Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q07955

Artikelnummer: CM0009576



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen SRSF1 (SF2/ASF), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten SRSF1. Ideal für Spleißforschung, Diagnostikentwicklung und Biomarkerstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRSF1/SF2/ASF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6426
Gen-ID	6426
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem SRSF1/SF2/ASF (NP_008855.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q07955
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel