


Kaninchen-Poliklonaler Anti-Srsf1/Sf2/Asf-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q07955

Artikelnummer: CM0023045



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes SRSF1/SF2/ASF (SF2, ASF) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit endogenem Protein von Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu alternativem Spleißen und mRNA-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRSF1/SF2/ASF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6426
Gen-ID	6426
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-248 von humanem SRSF1/SF2/ASF entspricht (NP_008855.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07955
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel