


Anti-Srsf2 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q01130

Artikelnummer: CM0029531



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen das menschliche SRSF2-Spleißfaktor für Western Blot (WB), IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrlich für die Prä-mRNA-Spleißforschung und diagnostische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRSF2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SC35; PR264; SC-35; SFRS2; SFRS2A; SRp30b; SRSF2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6427
Gen-ID	6427
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem SRSF2 entspricht (NP_001182356.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q01130
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel