


Monoklonaler Anti-Srsf3-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P84103

Artikelnummer: CM0006265



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen SRSF3, einen Serin/Arginin-reichen Spleißfaktor, der am alternativen mRNA-Spleißen und am nukleären Export beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRSF3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	SFRS3; SRp20; SRSF3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6428
Gen-ID	6428
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen SRSF3 (P84103) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P84103
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Kühlakku