

Anti-Srsf3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84103

Artikelnummer: CM0030262



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen SRSF3 (SRp20) gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Erkennt Human, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Spleißen und mRNA-Export.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRSF3 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SFRS3; SRp20; SRSF3
Spezies	Human
GenID (Human)	6428
GenID	6428
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-90 von humanem SRSF3 (NP_003008.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P84103
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel