

Anti-Srsf4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q08170

Artikelnummer: CM0029376

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches SRSF4 (SFRS4/SRP75, 57 kDa), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Spleiß-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRSF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SFRS4; SRP75; SRSF4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6429
GenID	6429
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-180 von menschlichem SRSF4 (NP_005617.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q08170
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel