


Anti-Srsf7 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16629

Artikelnummer: CM0018804



Einführung

Hochreiner kaninchen-polyclonaler Antikörper, der auf humanes SRSF7/9G8 abzielt – ein Spleißfaktor, der an die mRNA-Verarbeitung und den Export beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Spleißregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRSF7 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	9G8; AAG3; SFRS7; SRSF7
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6432
GeneID	6432
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-120 des humanen SRSF7 (NP_001026854) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16629
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel