

Anti-Srsf8 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb - Q9BrI6

Artikelnummer: CM0021747



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Anti-SRSF8-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Zielgerichtet gegen das humane Serin/Arginin-reiche Spleißfaktor 8, das an dem alternativen Prä-mRNA-Spleißen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRSF8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DSM-1; SRP46; SFRS2B; SRSF8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10929
Gen-ID	10929
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9BRL6
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eispackung