

Anti-Ssb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Pab) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P05455

Artikelnummer: CM0013018



Einführung

Validieren Sie die SSB/La-Proteinexpression in humanen Proben mit diesem Kaninchen-polyklonalen Antikörper. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Ideal für die Erforschung von Autoimmunität und RNA-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	La; LARP3; La/SSB; SSB
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6741
GeneID	6741
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 166-408 von humanem SSB (NP_003133.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05455
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eistasche