

Anti-Ssca1/Serpinb3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29508

Artikelnummer: CM0007760



Einführung

Monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Serpin B3/SCCA-1 gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Krebs- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSCA1/SerpinB3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
Spezies	Mensch
Gen-ID	6317 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2-390 von humanem SSCA1/SerpinB3 (NP_008850.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29508
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel