

Anti-Ssca1/Serpinb3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P29508

Artikelnummer: CM0027936



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SSCA1/SerpinB3 (SCCA-1), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung an Plattenepithelkarzinomen und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSCA1/SerpinB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6317
GenID	6317
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 2-390 von humanem SSCA1/SerpinB3 (NP_008850.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P29508
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel