

Anti-Ssna1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43805

Artikelnummer: CM0013671

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-SSNA1-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielt auf einen Mikrotubuli-Nukleationsfaktor ab, der an der Axonverzweigung, Zellteilung und Mikrotubuli-Stabilität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSNA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	N14; NA14; NA-14; SSNA1
Spezies	Human
GenID (Human)	8636
GenID	8636
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-119 von humanem SSNA1 (NP_003722.2) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43805
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel