

Kaninchen-Poliklonales Anti-Ssr2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43308

Artikelnummer: CM0021001



Einführung

Kaninchen-poliklonales Antikörper gegen SSR2 (TRAP-beta), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktivität mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur ER-Proteinretention.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	TLAP; HSD25; TRAPB; TRAP-BETA; SSR2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6746
Gen-ID	6746
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43308
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel