


Anti-Ssr3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Unl2

Artikelnummer: CM0020618



Einführung

Hochwertiger Anti-SSR3 Kaninchen polyklonaler Antikörper für Western Blotting und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlicher, muriner und Ratten-SSR3. Zuverlässiges Werkzeug für die Erforschung von ER-Proteinretention und kalziumbindenden Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRAPG; SSR3
Spezies	Mensch
Gen-ID	6747
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 70-145 des menschlichen SSR3 (NP_009038.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNL2
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel