


Anti-Ssrp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08945

Artikelnummer: CM0025291



Einführung

Kaninchen-Anti-SSRP1 polyklonaler Antikörper (pAb), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit humanem und murinem SSRP1 (FACT80), einer Untereinheit des FACT-Komplexes, der an Chromatin-Remodellierung, Transkriptionselongation und DNA-Reparatur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SSRP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FACT; T160; FACT80; SSRP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6749
Gen-ID	6749
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 des humanen SSRP1 (NP_003137.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q08945
Protein-Gewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel