


Anti-Ssrp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08945

Artikelnummer: CM0015178



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SSRP1 (FACT80), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ziel ist die Untereinheit des Chromatin-Transkriptionselongationsfaktors; ideal für die Erforschung des Nukleosomen-Remodellings, der DNA-Reparatur und der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSRP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FACT; T160; FACT80; SSRP1
Art	Mensch
Gen-ID	6749
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen SSRP1 (NP_003137.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q08945
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Kühlakku