

Anti-Sstr1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P30872

Artikelnummer: CM0026124



Einführung

Das SSTR1 Kaninchen-polyclonale Antikörper erkennt den menschlichen und Ratten Somatostatin-Rezeptor Typ 1 (SSTR1/SRIF-2) in WB- und ELISA-Anwendungen. Das rekombinante Immunogen zielt auf die N-terminale Domäne (aa 1-56). Molekulargewicht: 43 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSTR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SS1R, SST1, SS1-R, SRIF-2, SS-1-R, SSTR1
Spezies	Mensch
Gen-ID	6751 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-56 des menschlichen SSTR1 (NP_001040.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P30872
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel