

Anti-Sstr2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P30874

Artikelnummer: CM0024433



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SSTR2 (NP_001041.1) gerichtet ist; validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Somatostatin-Signalübertragung und der Regulation von Pankreashormonen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Somatostatin-Rezeptor 2 (SSTR2) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SST2; Somatostatin-Rezeptor 2 (SSTR2)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6752
GenID	6752
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 270-369 des humanen Somatostatin-Rezeptors 2 (SSTR2) (NP_001041.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30874
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel