

Anti-Sstr5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35346

Artikelnummer: CM0005649



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes SSTR5, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Somatostatinrezeptor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSTR5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SST5; SS-5-R; SSTR5
Spezies	Human
GeneID (human)	6755
GeneID	6755
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen SSTR5 (P35346) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35346
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel