


Anti-Ssx2 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16385

Artikelnummer: CM0013009



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes SSX2 (Krebs/Testis-Antigen 5.2), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Onkologie und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	SSX; HD21; CT5.2; CT5.2A; HOM-MEL-40; SSX2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6757
GenID	6757
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-188 von humanem SSX2 (NP_783629.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16385
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel