

Anti-Ssx4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60224

Artikelnummer: CM0028758

Einführung

SSX4 Kaninchen-pAk, validiert für WB und ELISA, zielt auf menschliches und murines SSX4 ab. Ideal für die Forschung zur Transkriptionsregulation und Studien zu Krebs/Hoden-Antigenen. Lieferant: CamelBio, Ihr Partner für IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SSX4 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CT5.4; SSX4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6759
GenID	6759
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 70-188 von menschlichem SSX4 (NP_005627.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60224
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel