

## Anti-St3Gal1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q11201

Artikelnummer: CM0014773

### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches ST3GAL1, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Glykobiologie- und Sialylierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ST3GAL1 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Bemerkungen/Alias | ST3O; SIAT4A; SIATFL; ST3GalA; ST3GallA; Gal-NAc6S; ST3GalA.1; 1; ST3GAL1                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| GenID             | 6482                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-135 des menschlichen ST3GAL1 (NP_003024.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                       |
| SWISS             | Q11201                                                                                                                            |
| Proteinmasse      | 39 kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |