

Anti-St3Gal4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q11206

Artikelnummer: CM0026033

Einführung

Hochwertiger ST3GAL4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und murines ST3GAL4, eine Schlüssel-Sialyltransferase in der Glykoprotein-/Gkolipid-Biosynthese und Hämostase, mit einem Molekulargewicht von 38 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ST3GAL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STZ; SAT3; ST-4; CGS23; SIAT4; NANTA3; SIAT4C; ST3GalIV; ST3GalA.2; gal-NAc6S; ST3GAL4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6484
GenID	6484
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-267 von menschlichem ST3GAL4 (NP_006269.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q11206
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel