

Anti-St3Gal4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Wb, Elisa) - Q11206

Artikelnummer: CM0019578

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ST3GAL4 (Q11206). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Untersuchung von Sialyltransferase-Funktion, Hämostase und Leukozytenadhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ST3GAL4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ST3GAL4; CGS23; NANTA3; SAT3; SIAT4; SIAT4C; ST-4; ST3GalA.2; ST3GalIV; STZ; gal-NAC6S; ST3 beta-Galactosid alpha-2; 3-Sialyltransferase 4
Spezies	Human
GeneID (human)	6484
GeneID	6484
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 234-333 von humanem ST3GAL4 (NP_001241686.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q11206
Proteingewicht	36kDa/37kDa/38kDa
Versand	Eistasche