

Anti-St3Gal5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Unp4

Artikelnummer: CM0028893

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ST3GAL5 (GM3-Synthase), bestätigt für WB und ELISA mit Reaktivität über Mensch, Maus und Ratte. Ein wertvolles Werkzeug für Gangliosid-Biosynthese- und Neurobiologie-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ST3GAL5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAT1; SIAT9; SPDRS; ST3GalV; SIATGM3S; ST3Gal V; ST3GAL5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	8869
Gen-ID	8869
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-200 von humanem ST3GAL5 (NP_003887.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNP4
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel