

Anti-ST6Gal1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15907

Artikelnummer: CM0029204



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ST6GAL1 (Alpha-2,6-Sialyltransferase 1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-ST6GAL1, ein Golgi-Enzym, das an der B-Zell-Antigenbildung und IgG-Sialylierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ST6GAL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6Gall; ST6GAL1
Spezies	Human
GeneID (human)	6480
GeneID	6480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-200 von humanem ST6GAL1 enthält (NP_775323.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P15907
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel