

Anti-ST6Gal1/Cd75 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P15907

Artikelnummer: CM0006422



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen ST6GAL1/CD75, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, FC und ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Sialyltransferase-Funktion und Glykosylierung in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ST6GAL1/CD75 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6Gall; ST6GAL1/CD75
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	6480
Gen-ID	6480
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 44-406 von humanem ST6GAL1/CD75 (NP_001340845.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15907
Protein-Gewicht	20kDa/47kDa
Versand	Eistasche