

Anti-St8Sia1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92185

Artikelnummer: CM0030986

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ST8SIA1 (GD3-Synthase). Erkennt endogenes ST8SIA1 in WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Gangliosid-Stoffwechsel- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ST8SIA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GD3S; SIAT8; SIAT8A; SIAT8-A; ST8Sial; ST8SIA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6489
Gen-ID	6489
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 49-270 von humanem ST8SIA1 (NP_003025.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q92185
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel